

diplomat-presameter®

Desk model

Riester

The familiar way



Desk model - The successful and attractive masterpiece, offering very good value and a favorite for years: a mercury sphygmomanometer as a desk model in a **metal case**. Extremely precise, constantly improved and with impressively features. **The 99.99 % mercury purity** guarantees maximum measuring accuracy. Also available on request in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free in front of the article code).

- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg
- Precision glass column
Internal diameter 4.2 mm +/- 0.2 mm
- Latex bulb with chromium plated air release valve
- Precision air release valve, wear-free and with fine regulation
- Microfilter for long life
- Nickel plated metal parts
- Cuff with two-tube latex bladder
- Easily legible metal scale up to 300 mmHg
- Mercury lock
- Special seal against mercury contamination
- Unbreakable long-life metal case
- Large compartment for cuff + bulb
- Cleaning device for glass column

	Light gray	slate gray	blue	saffron	green
Cotton bandage cuff	No.1000				
Cotton hook cuff	No.1001				
Calibrated nylon velcro cuff	No.1002	No.1009-108	No.1010-108	No.1012-108	No.1011-108

diplomat-presameter®

Desk model



The familiar way

Der bewährte und attraktive Klassiker, preiswert und seit Jahren überaus beliebt: ein Quecksilber-Blutdruckmessgerät als Tischmodell im **Metalletui**. Hoch präzise, permanent weiterentwickelt und hervorragend ausgestattet. Die **Quecksilber-Reinheit liegt bei 99,99 %** und sichert somit die genaueste Messung. Auf Wunsch auch latexfrei erhältlich (bei Bestellung bitte vor der Artikelnr. LF für latexfrei angeben).

- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Präzisionsglasröhre
Innendurchmesser 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Präzisions-Luftablassventil verschleißfrei und fein regulierbar
- Mikrofilter für lange Funktionsdauer
- Vernickelte Metallteile
- Manschette mit Latexpolster 2-Schlauch
- Bestens lesbare Metallskala bis 300 mm Hg
- Quecksilbersicherung
- Spezialdichtung gegen Quecksilber-Kontamination
- Unzerbrechliches, langlebiges Metalletui
- Großer Stauraum für Manschette + Latexball
- Glasröhrenreiniger

Baumwoll-Wickelmanschette	Lichtgrau No. 1000	schiefergrau	blau	safran	grün
Baumwoll-Hakenmanschette	No. 1001				
Kalibrierte Nylon-Klettenmanschette	No. 1002	No. 1009-108	No. 1010-108	No. 1012-108	No. 1011-108

Modèle de table - Le modèle classique, attrayant et ayant fait ses preuves, au prix avantageux et extrêmement populaire depuis des années : c'est un tensiometre à colonne de mercure en tant que modèle de table logé dans un **boîtier métallique**. Cet appareil de haute précision est constamment amélioré et il est doté d'un équipement remarquable. **Le taux de pureté du mercure est de 99,99 %**, ce qui permet d'assurer la prise de mesure la plus exacte possible. Sur demande, disponible également en version sans latex (devant le numéro d'article, veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex lors de votre commande).

- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Tube en verre de précision
diamètre intérieur : 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Microfiltre pour un fonctionnement longue durée
- Pièces métalliques nickelées
- Brassard avec vessie latex, deux tubes
- Echelle graduée métallique, à lisibilité optimale et allant jusqu'à 300 mm Hg
- Dispositif de sûreté pour le mercure
- Joint d'étanchéité spécial contre la contamination provoquée par le mercure
- Etui métallique incassable et d'une grande longévité
- Grand espace de rangement pour le brassard et la poire latex
- Dispositif de nettoyage pour tubes de verre

Brassard enveloppant, en coton	gris clair No. 1000	gris ardoise	bleu	safran	vert
Brassard à crochets, en coton	No. 1001				
Brassard calibré à bandes velcro, en nylon	No. 1002	No. 1009-108	No. 1010-108	No. 1012-108	No. 1011-108

Modelo de sobremesa - Un clásico acreditado y atractivo, económico y apreciado desde hace años: tensiómetro de mercurio de sobremesa con **estuche metálico**. Con la máxima precisión, permanentemente mejorado y dotado de un excelente equipamiento. La **pureza del mercurio es del 99,99%** y asegura así una medición precisa. Si se desea, también está disponible en versión sin látex (en ese caso, en el pedido debe indicarse la referencia LF delante del número de artículo).

- Error máximo +/- 3 mm Hg
- Tubo de vidrio de precisión
Diámetro interior 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro para una vida útil prolongada
- Piezas metálicas niqueladas
- Brazaletes con bolsa de látex de 2 tubos
- Escala metálica fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- Estuche metálico irrompible de larga duración
- Amplio espacio para el brazaletes y la pera de látex
- Limpiador para el tubo de vidrio

Brazaletes de algodón arrollable	gris claro No. 1000	gris pizarra	azul	azafrán	verde
Brazaletes de algodón con gancho	No. 1001				
Brazaletes de nylon calibrado, con velcro	No. 1002	No. 1009-108	No. 1010-108	No. 1012-108	No. 1011-108

Давно зарекомендовавшая себя и привлекательная классическая модель, недорогая и пользующаяся популярностью уже на протяжении нескольких лет: ртутный тонометр, настольная модель в металлическом футляре. Высокоточная, постоянно дорабатываемая и великолепно оснащенная модель. Чистота ртути составляет около 99,99 % и обеспечивает высокоточные измерения. По желанию поставляется и без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.
- Стеклопипеточные трубки высокой точности с внутренним диаметром 4,2 мм +/- 0,2 мм.
- Латексная груша с хромированным спускным клапаном.
- Прецизионный неизнашивающийся спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтр обеспечивает продолжительный срок службы.
- Хромированный футляр.
- Манжета с латексной подушкой 2-шланговая.
- Великолепная считываемость металлической шкалы до 300 мм рт. ст.
- С ртутным предохранителем.
- Специальная прокладка во избежание загрязнения ртутью.
- Небьющийся металлический футляр.
- Много места для манжеты и латексной груши.
- Чистящее средство для стеклянных трубок.

Сфигмоманометр с обматывающей манжетой для взрослых	серый Nr. 1000	темносерый	синий	шафрановый	зеленый
Сфигмоманометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых	Nr. 1001				
Сфигмоманометр с манжетой на липучке для взрослых	Nr. 1002	Nr. 1009-108	Nr. 1010-108	Nr. 1012-108	Nr. 1011-108

Änderungen vorbehalten Subject to alterations Sous réserve de modifications
Con reserva de cambio Возможны изменения

Sphygmomanometers